

IKA

designed for scientists



AOD 1 Sistema de descomposición

/// Hoja de Datos



designed for scientists

Información Técnica

Tiempo de descomposición [min]	3
Temperatura max. de la base [°C]	1200
Presión Max. [bar]	195
Volumen de compartimiento [ml]	210
Presión max. de operacion de oxígeno [bar]	40
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	400 x 480 x 260
Peso [kg]	12.5
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40
Humedad relativa permitida [%]	80
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529	IP 20
Voltaje [V]	230
Frecuencia [Hz]	50/60
Consumo de energía [W]	45