

IKA

designed for scientists



BMT-20-G-M-gamma Tubo de molienda esterile

/// Hoja de Datos

www.ika.com

Sujeto a modificaciones técnicas

 IKAworldwide

 IKAworldwide /// #lookattheblue

 @IKAworldwide



designed for scientists

Información Técnica

| | |
|---|----------------------|
| Rango de volumen (H2O) [l] | .002 - .015 |
| Diámetro del tubo [mm] | 29 |
| Volumen del tubo [ml] | 20 |
| Funcionamiento en seco | sí |
| Conformidad con la FDA | sí |
| Material: Bolas | Vidrio de cal sodada |
| Material: Membrana | PP |
| Material: Recipiente de pruebas y tapón | PP |
| Material: Varilla de giro | PEEK |
| Estéril | sí |
| Peso [kg] | 0.4137 |
| Temperatura ambiental permitida [°C] | 5 - 40 |

