

IKA

designed for scientists



BMT-20-S-M-gamma Tubo de molienda estéril, 20ml

/// Hoja de Datos



designed for scientists

Información Técnica

Rango de volumen (H2O) [l]	.002 - .015
Diámetro del tubo [mm]	29
Volumen del tubo [ml]	20
Funcionamiento en seco	sí
Conformidad con la FDA	sí
Material: Bolas	Acero inoxidable
Material: Membrana	PP
Material: Recipiente de pruebas y tapón	PP
Material: Varilla de giro	PEEK
Estéril	sí
Peso [kg]	0.484
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

