

IKA

designed for scientists



BMT-50-G Tubo de molienda, 50ml

/// Hoja de Datos



designed for scientists

Información Técnica

Rango de volumen (H2O) [l]	.015 - .05
Diámetro del tubo [mm]	48
Volumen del tubo [ml]	50
Funcionamiento en seco	sí
Conformidad con la FDA	sí
Material: Bolas	Vidrio de cal sodada
Material: Membrana	PP
Material: Recipiente de pruebas y tapón	PP
Material: Varilla de giro	PEEK
Peso [kg]	0.643
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

