

# IKA

designed for scientists



## **BMT-50-S-M-gamma Tubo de molienda estéril, 50ml**

/// Hoja de Datos



designed for scientists

### Información Técnica

Rango de volumen (H2O) [l]	.02 - .05
Diámetro del tubo [mm]	48
Volumen del tubo [ml]	50
Funcionamiento en seco	sí
Conformidad con la FDA	sí
Material: Bolas	Acero inoxidable
Material: Membrana	PP
Material: Recipiente de pruebas y tapón	PP
Material: Varilla de giro	PEEK
Estéril	sí
Peso [kg]	0.4896
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

