

# IKA

designed for scientists



## **BMT-50-S Tubo de molienda, 50ml**

/// Hoja de Datos



designed for scientists

### Información Técnica

|   |                  |
|---|------------------|
| Rango de volumen (H2O) [l]              | .02 - .05        |
| Diámetro del tubo [mm]                  | 48               |
| Volumen del tubo [ml]                   | 50               |
| Funcionamiento en seco                  | sí               |
| Conformidad con la FDA                  | sí               |
| Material: Bolas                         | Acero inoxidable |
| Material: Membrana                      | PP               |
| Material: Recipiente de pruebas y tapón | PP               |
| Material: Varilla de giro               | PEEK             |
| Peso [kg]                               | 0.643            |
| Temperatura ambiental permitida [°C]    | 5 - 40           |

