



designed for scientists



CA.UTTD Centrifuge adapter

/// Hoja de Datos

Adaptador para proporcionar un soporte estructural rígido a los tubos desechables ULTRA-TURRAX® para su uso en la separación por centrifugación posterior a la molienda.

No se aconseja utilizar los tubos UTTD directamente en el rotor de la centrifuga sin el adaptador de centrifuga, ya que así se evita que las fuerzas centrífugas destruyan la membrana del tubo.

Cantidad: 2 unidades

Compatible con tubos de 20 ml y 50 ml



designed for scientists

Materiales:

Adaptador: PETP

Pin: 304SS

Compatibilidad:

CA.UTTD con tubos UTDD de 20 ml - Se adapta a rotores de centrífuga con una abertura de tubo de diámetro mínimo \varnothing 29 mm

CA.UTTD con tubos UTDD de 50 ml - Se adapta a rotores de centrífuga con una abertura de tubo de diámetro mínimo \varnothing 48 mm



designed for scientists

Información Técnica

Funcionamiento de temperatura max. [°C]	230
Métodos de esterilización	todos los métodos
Ancho [mm]	29
Alto [mm]	33
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

