



designed for scientists



## C 1.20 Heater

/// Hoja de Datos

El calentador C 1.20 posibilita el uso del calorímetro C 1 sin circulador de enfriamiento aparte. Sirve para la atemperación de agua del grifo en calidad de agua potable en el rango de temperaturas de 5 a 25 °C, que puede conectarse con una presión máxima de 6 bar/0,6 MPa. Todas las mangueras y los cables necesarios para la conexión al C1 están incluidos en el volumen de suministro.



designed for scientists

### Información Técnica

Temperatura del medio refrigerante [°C]	5 - 25
Presión de funcionamiento permitida del medio refrigerante [bar]	6
Medio refrigerante	agua del grifo
Tipo de enfriamiento	flujo
Flujo [l/h]	40 - 80
Caudal registrado a 18 °C [l/h]	60
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	265 x 250 x 115
Peso [kg]	6
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40
Humedad relativa permitida [%]	80
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529	IP 20
Voltaje [V]	230
Frecuencia [Hz]	50/60
Consumo de energía [W]	1700
Fusible	2x T6.25A 250V

