

# IKA

designed for scientists



## C 1 Package 3/10

/// Hoja de Datos

El C 1 posee un alto grado de automatización, y sin embargo ocupa menos espacio que cualquier otro calorímetro. Funciona conforme a las normas DIN 51900 e ISO 1928, entre otras. La evaluación de los valores de medición de temperatura sigue el clásico método isoperibólico según Regnault Pfandler.

El paquete C 1 3/12 le permite utilizar el calorímetro C 1 con una conexión de agua fría con calidad de agua potable en el rango de temperatura de 5 °C a 25 °C (temperatura del agua)

[www.ika.com](http://www.ika.com)

Sujeto a modificaciones técnicas



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide

# IKA

designed for scientists

