



designed for scientists



C 200.2 Conversion kit for C 5012

/// Hoja de Datos

Los clientes que utilicen el calorímetro C 200 en la versión estándar con un recipiente de descomposición C 5010 necesitarán el kit de conversión C 200.2 para poder utilizar también el recipiente de descomposición activado catalíticamente resistente a halógenos C 5012.

El volumen de suministro contiene tres pernos de anclaje para elevar el recipiente de descomposición en la caldera interior del calorímetro, así como una placa de apoyo adaptada para la utilización de la estación de llenado de oxígeno C 248.



designed for scientists

Información Técnica

Peso [kg]	0.069
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

