



designed for scientists



C 200.RC Set of hoses

/// Hoja de Datos

Estos accesorios permiten automatizar el circuito de agua del calorímetro C 200, especialmente en combinación con los circuladores de enfriamiento RC 2 basic o RC 2 control de IKA. En algunos casos es posible la conexión de otros circuladores de enfriamiento con características técnicas equiparables. Para más información, póngase en contacto con nosotros.



designed for scientists

Información Técnica

Peso [kg]	1.28
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

