



designed for scientists



C 248 Oxygen filling station

/// Hoja de Datos

La estación de llenado de oxígeno C 248 con manómetro está indicada para llenar de oxígeno los recipientes de descomposición C 5010 y está incluida como accesorio estándar en todos los paquetes de calorímetro C 200.

El volumen de suministro incluye también una manguera de presión flexible de dos metros de longitud para facilitar el posicionamiento de la estación.

Si utiliza su calorímetro C 200 o la estación de llenado de oxígeno C 248 con un recipiente de descomposición C 5012, necesitará además el kit de conversión C 200.2 disponible por separado.



designed for scientists

Información Técnica

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Peso [kg] | 2.3946 |
| Temperatura ambiental permitida [°C] | 5 - 40 |

