



designed for scientists



C 26 Prep Stand

/// Hoja de Datos

Permite que la preparación de las muestras y cargar los recipientes de disgregación C 5010 y C 5012 sea un proceso más rápido y eficiente. La tapa del recipiente de disgregación que contienen los electrodos y crisoles está sujeta por una pinza de fijación. Esto permite al usuario la libertad de utilizar ambas manos para colocar el hilo de algodón al electrodo y al crisol.



designed for scientists

Información Técnica

Peso [kg]	0.94
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

