

# IKA

designed for scientists



## C 48 Estación de oxígeno

/// Hoja de Datos

Para un relleno preciso y reproductivo de oxígeno de los recipientes de la descomposición C 7010 y C 7012

[www.ika.com](http://www.ika.com)

Sujeto a modificaciones técnicas



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

### Información Técnica

Presión max. de operacion de oxígeno [bar]	40
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	200 x 450 x 260
Peso [kg]	5.866
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

