

IKA

designed for scientists



C 6012 Recipiente de disgregación, resistente a los halógenos

/// Hoja de Datos

Halogen resistant decomposition vessel. Includes catalysts for a higher recovery rate on halogens and sulphur.

www.ika.com

Sujeto a modificaciones técnicas



IKAworldwide



IKAworldwide /// #lookattheblue



@IKAworldwide



designed for scientists

Información Técnica

Volumen utilizable max. [ml]	260
Presión Max. [bar]	230
Presión de ensayo [bar]	330
Diámetro [mm]	60
Funcionamiento de temperatura max. [°C]	50
Presión de oxígeno máx. [bar]	40
Aportación de energía máx. [J]	40000
Material	Hastelloy C4
Alto [mm]	145
Peso [kg]	1.733
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

