

IKA

designed for scientists



C 7010 Decomposition vessel, standard

/// Hoja de Datos



designed for scientists

Información Técnica

Volumen utilizable max. [ml]	210
Presión Max. [bar]	230
Presión de ensayo [bar]	330
Diámetro [mm]	53
Funcionamiento de temperatura max. [°C]	50
Presión de oxígeno máx. [bar]	40
Aportación de energía máx. [J]	40000
Material	acero inoxidable 1.4571
Alto [mm]	150
Peso [kg]	1.75
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

