

# IKA

designed for scientists



## DB 2.1

/// Hoja de Datos

Utilizado para tubos Cónicos (15 ml)

Tamaño de poro: Ø 17,1 mm

N.º de orificios: 12

Profundidad de orificio: 44,5 mm

Dimensiones (An x Pr x Al): 95 x 76 x 51 mm

[www.ika.com](http://www.ika.com)

Sujeto a modificaciones técnicas



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

### Información Técnica

Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	95 x 51 x 76
Peso [kg]	0.6933
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

