

IKA

designed for scientists



DB 3.3

/// Hoja de Datos

Utilizado para combinación de microtubo (0,5 ml / 1.5 ml / 2.0 ml)

Tamaño de poro: Ø 7,9 / Ø 11,1 / Ø 11,5 mm

N.º de orificios: 6 / 10 / 5

Profundidad de orificio: 27,6 / 39,1 / 38,1 mm

Dimensiones (An x Pr x Al): 95 x 76 x 51 mm



designed for scientists

Información Técnica

Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	95 x 51 x 76
Peso [kg]	0.817
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

