



designed for scientists



DB 5.1

/// Hoja de Datos

Utilizado para frascos de 12 mm

Tamaño de poro: Ø 12,7 mm

N.º de orificios: 20

Profundidad de orificio: 30,0 mm

Dimensiones (An x Pr x Al): 95 x 76 x 51 mm



designed for scientists

Información Técnica

Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	95 x 51 x 76
Peso [kg]	0.786
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40