



DK 25.11 Cámara continua

/// Hoja de Datos

Para los útiles de dispersión S 25 KV - 25 ... - IL. Permite trabajar en modo de empleo continuo, véase UTL 25.

Operación por lotes:

La cámara continua DK 25.11 se monta alrededor del útil de dispersión. Para poder trabajar dicha cámara debe encontrarse totalmente sumergida en el líquido, por lo que no se produce ninguna penetración de aire debido a las turbulencias surgidas en el recipiente.

Las mangueras utilizadas deben tener un diámetro interno de 13 mm (entrada) y 9 mm (salida) respectivamente para adaptarse a la cámara de flujo DK 25.11.

IKA

designed for scientists

