



designed for scientists



ETH SER 16

/// Hoja de Datos

Mediante el convertidor serial Ethernet se pueden controlar y obtener lecturas de hasta 16 aparatos de laboratorio a través de Ethernet. Los puertos son compatibles con RS-232/422/485.

El convertidor se configura mediante un software para PC aparte o utilizando la aplicación web integrada.

La fuente de alimentación externa está incluida. Cable de alimentación FSKE IEC C7 negro 2M, euroenchufe conforme a la figura 8 Cable de alimentación
Entrada 100-240 V 50/60 Hz 1 A máx.



designed for scientists

Salida 12 V/1 A

Volumen de suministro:

- Cable de alimentación
- Kit de carril DIN
- Guía de instalación



IKA

designed for scientists

