

IKA

designed for scientists



Expert Key 100 eco

/// Hoja de Datos

Expert Key 100 eco mide y convierte diversas señales analógicas y digitales para poder procesarlas posteriormente con el software de laboratorio labworldsoft® 6. La conexión a un PC se realiza mediante USB o Ethernet. Se pueden conectar varios sensores a Expert Key para leerlos a través de labworldsoft® 6. Los dispositivos de laboratorio con interfaces analógicas también pueden conectarse y luego controlarse y supervisarse a través de labworldsoft® 6.

Expert Key admite:

- 14 entradas analógicas
- 02 salidas analógicas

www.ika.com

Sujeto a modificaciones técnicas



IKAworldwide



IKAworldwide /// #lookattheblue



@IKAworldwide



designed for scientists

- 12 entradas digitales
- 08 salidas digitales

Cable de alimentación con enchufe de la UE.





designed for scientists

Información Técnica

Peso [kg]	1.47
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

