



designed for scientists



## H.FKM.12

/// Hoja de Datos

Juego de mangueras DN 12 (2 x 1.5 m)

Material: Viton (FKM), reforzado con recubrimiento de malla metálica de acero inoxidable

Rango de temperatura: -30 a 180 °C

Resistencia a la presión: 1 bar (>1 bar a petición)

Conexión: racores a ambos lados con tuercas de racor M16x1

∅ interior: 10 mm; ∅ exterior: 16 mm

Resistencia química: agua; aceite de silicona; etilenglicol; aceite mineral; etanol



designed for scientists

### Información Técnica

Profundidad [mm]	29.2
Alto [mm]	237
Peso [kg]	1.02
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

