



designed for scientists



## H.FKM.8

/// Hoja de Datos

Juego de mangueras DN 8 (2 x 1.5 m), incluye 4 abrazaderas de manguera

Material: Viton (FKM), reforzado con recubrimiento de malla metálica de acero inoxidable

Rango de temperatura: -30 a 180 °C

Resistencia a la presión: 6 bar

Conexión: para niple de manguera

∅ interior: 8 mm; ∅ exterior: 12 mm

Resistencia química: agua; aceite de silicona; etilenglicol; aceite mineral; etanol



designed for scientists

### Información Técnica

Profundidad [mm]	45
Alto [mm]	45
Peso [kg]	0.294
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

