



designed for scientists



H.PUR.12

/// Hoja de Datos

Juego de mangueras DN 12 (2 x 1,5 m), incluye 4 abrazaderas de manguera

Material: PUR

Rango de temperatura: -30 a 90 °C

Resistencia a la presión: 3 bar

Conexión: para niple de manguera

∅ interior: 12 mm; ∅ exterior: 16 mm

Resistencia química: agua; aceite de silicona; (etilenglicol); aceite mineral; etanol



designed for scientists

Información Técnica

Peso [kg]	0.3429
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

