



designed for scientists



## H.PVC.12

/// Hoja de Datos

Juego de mangueras DN 12 (2 x 1,5 m)

Material: PVC

Rango de temperatura: -20 a 60 °C

Resistencia a la presión: debe utilizarse sin presión

Conexión: para niple de manguera

∅ interior: 12 mm; ∅ exterior: 16 mm

Resistencia química: agua; (etilenglicol)



designed for scientists

### Información Técnica

Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	193.7 x 400 x 283
Peso [kg]	0.299
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

