



designed for scientists



H.PVC.8

/// Hoja de Datos

Juego de mangueras DN 8 (2 x 1,5 m)

Material: PVC

Rango de temperatura: -20 a 60 °C

Resistencia a la presión: debe utilizarse sin presión

Conexión: para niple de manguera

∅ interior: 8 mm; ∅ exterior: 12 mm

Resistencia química: agua; (etilenglicol)



designed for scientists

Información Técnica

Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	16 x 230 x 193.7
Peso [kg]	0.217
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

