



designed for scientists



H.SI.8

/// Hoja de Datos

Juego de mangueras DN 8 (2 x 1,5 m)

Material: silicona

Rango de temperatura: -30 a 180 °C

Resistencia a la presión: debe utilizarse sin presión

Conexión: para niple de manguera

∅ interior: 8 mm; ∅ exterior: 12 mm

Resistencia química: agua; etilenglicol; aceite mineral; etanol



designed for scientists

Información Técnica

Funcionamiento de temperatura [°C]	-30 - 180
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	200 x 209 x 14
Peso [kg]	0.205
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

