



designed for scientists



HB 10.3 Protection cover HB eco and digital

/// Hoja de Datos

Si no es posible trabajar en una vitrina de gases de laboratorio, es necesaria la cubierta de protección HB 10.3 para los baños de calentamiento HB eco y HB digital. La cubierta protege al usuario, p. ej., contra salpicaduras de líquidos calientes o en caso de rotura del matraz de evaporación.



designed for scientists

Información Técnica

Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	340 x 420 x 295
Peso [kg]	4
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

