

IKA

designed for scientists



HF.Si.20.200.50

/// Hoja de Datos

Fluido de atemperado a base de silicona

Rango de temperatura en baños abiertos y cerrados: 20 a 200 °C,

Rango de temperatura en baños cerrados (HBC, CBC): momentánea 20 a 250 °C

Viscosidad a 25 °C: 50 mPa

Color: transparente

Cantidad: 10 kg

www.ika.com

Sujeto a modificaciones técnicas



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

Información Técnica

Peso [kg]	10
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

