



## HF.Si.20.250.50A

/// Hoja de Datos

Fluido de atemperado a base de silicona

Rango de temperatura en baños cerrados (HBC, CBC): 20 a 250 °C

Rango de temperatura en baños abiertos (ICC, IC): 20 a 200 °C

Viscosidad a 25 °C: 50 mPa

Color: rojo

Cantidad: 10 kg

Información adicional: con aditivos



designed for scientists

### Información Técnica

Peso [kg]	10
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

