



designed for scientists



## H 240 Juego de aros

/// Hoja de Datos

Para cubrir los baños calefactores HB 4 basic y HBR 4 digital.

Evita la acumulación de polvo, así como la irradiación de calor no controlada y el consumo de agua y la formación de neblina de aceite cuando se trabaja con aceite.



designed for scientists

### Información Técnica

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Peso [kg]                            | 0.622  |
| Temperatura ambiental permitida [°C] | 5 - 40 |

