

IKA

designed for scientists



IB 12 pro

/// Hoja de Datos

Baño de acero inoxidable, tamaño M, volumen 12 l, con drenaje

Temperatura máx.: 200 °C

Dimensiones interiores: 317 x 292 x 150 mm

Dimensiones exteriores: 461 x 354 x 195 mm

www.ika.com

Sujeto a modificaciones técnicas



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

Información Técnica

Peso [kg]	5.72
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

