

# IKA

designed for scientists



## IB 20 pro

/// Hoja de Datos

Baño de acero inoxidable, tamaño L, volumen 20 l, con drenaje

Temperatura máx.: 200 °C

Dimensiones interiores: 495 x 292 x 150 mm

Dimensiones exteriores: 641 x 354 x 195 mm

[www.ika.com](http://www.ika.com)

Sujeto a modificaciones técnicas

 IKAworldwide

 IKAworldwide /// #lookattheblue

 @IKAworldwide



designed for scientists

### Información Técnica

Peso [kg]	7.66
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

