



IPCS Pipette Calibration Software

/// Hoja de Datos

Para garantizar la exactitud y precisión de cada pipeta es necesario verificar periódicamente la calibración. El software IPCS permite planificar, realizar y documentar fácilmente todas las verificaciones de calibración. Planifique y realice con facilidad su siguiente calibración. La transferencia automática de los resultados de pesaje desde la báscula mejora la calidad de la calibración. El software incorpora un modo automático especial que ayuda a detectar y transmitir la temperatura, la humedad y la presión.

- Calibre usted mismo su pipeta
- Apto para todas las variantes de pipetas IKA



designed for scientists

- Interfaz de manejo sencillo
- Planificación sencilla de la siguiente calibración
- Transferencia automática de resultados de pesaje desde la báscula
- Fácil selección de normas para las verificaciones de la calibración
- Guarde sus comentarios y resultados en el registro de calibración
- Cálculo automático del factor Z





designed for scientists

Información Técnica

Pipetas	sí
Windows Vista	sí
Windows 7	sí
Windows 8	sí
Windows 10	sí
Windows 11	sí
Windows XP	sí