

# IKA

designed for scientists



## ISO.12

/// Hoja de Datos

Aislamiento para mangueras DN 12

Juego de 2 x 1,5 metros

Grosor de pared: 12 mm

Diámetro interior: 17 mm

Rango de temperatura: -30 °C a 110 °C

[www.ika.com](http://www.ika.com)

Sujeto a modificaciones técnicas

 IKAworldwide

 IKAworldwide /// #lookattheblue

 @IKAworldwide



designed for scientists

### Información Técnica

Peso [kg]	0.191
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

