

IKA

designed for scientists



LR 1000.3 Laboratory reactor vessel

/// Hoja de Datos

El recipiente para reactor LR 1000.3 incorpora un agitador de ancora con raspadores.

Materiales en contacto con el producto: acero inoxidable (AISI 316 L), FFKM, PTFE, PEEK, vidrio de borosilicato 3.1
Conexiones en la tapa: 2 x NS 29, 2 x NS 14, 2 x GL 14 para la adaptación flexible de equipos adicionales

www.ika.com

Sujeto a modificaciones técnicas



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

Información Técnica

Profundidad [mm]	34
Alto [mm]	41
Peso [kg]	4.22
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

