

# IKA

designed for scientists



## LR 1000.41 Shaft receptacle

/// Hoja de Datos

Para la instalación de las herramientas de dispersión S 25 KV  
Material de la junta: FPM

[www.ika.com](http://www.ika.com)

Sujeto a modificaciones técnicas



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

### Información Técnica

Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	474 x 420 x 39
Peso [kg]	0.41
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

