



designed for scientists



LR 1000.65 Electrodo de pH

/// Hoja de Datos

De acero inoxidable con dos juntas de FFKM, para enroscar en la tapa del reactor ,en lugar de un adaptador NS 14/23 mediante la rosca M 24/1.5.

Longitud de inmersión en el recipiente: 13,5 cm

Longitud total del adaptador: 21 cm

con rosca interior para enroscar la sonda de pH con el cabezal adaptador PG 13,5 suministrado.



designed for scientists

Información Técnica

Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	430 x 175.5 x 55
Peso [kg]	0.3456
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

