

# IKA

designed for scientists



## LR 2000.20 Rompeolas

/// Hoja de Datos

Interruptor de flujo para los sistemas de reacción LR-2.ST. Para fijación en una junta de tierra NS 29/32.

[www.ika.com](http://www.ika.com)

Sujeto a modificaciones técnicas



IKAworldwide



IKAworldwide /// #lookattheblue



@IKAworldwide



designed for scientists

### Información Técnica

Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	1500 x 16 x 20
Peso [kg]	0.367
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

