



designed for scientists



LR 2000.64 pH process electrode

/// Hoja de Datos

Medidor de pH de una varilla de escaso mantenimiento con vástago de vidrio, diafragmas de 2 orificios, cabezal de tapón roscado, longitud 225 mm, D: 12 mm, 0-14 pH, 0 a 130 °C con cable suministrado para la conexión a un instrumento de medición Almemo, p. ej., Almemo 2490



designed for scientists

Información Técnica

Longitud del cable [mm]	2000
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	21 x 1206 x 380
Peso [kg]	0.1115
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

