



LR 2000.65 Receptaculo para el electrodo de pH

/// Hoja de Datos

De acero inoxidable con dos juntas de FFKM, para enroscar en la tapa del reactor ,en lugar de un adaptador NS 29/32 mediante la rosca M 36/1.5.

Longitud de inmersión en el recipiente: 14 cm

Longitud total del adaptador: 19 cm

con rosca interior para enroscar la sonda de pH con el cabezal adaptador PG 13,5 suministrado.



designed for scientists

Información Técnica

Profundidad [mm]	279.5
Alto [mm]	4.74
Peso [kg]	0.4229
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

