

IKA

designed for scientists



LT 5.20 Tubo flexible

/// Hoja de Datos

Juego de mangueras para alta temperatura DN 10 (2 x 1,5 m)

Material: Manguera corrugada de acero inoxidable, con aislamiento de alta calidad

Rango de temperatura: -30 a 300 °C

Resistencia a la presión: 6 bar

Conexión: racores a ambos lados con tuercas de racor M16x1

∅ interior: 10 mm; ∅ exterior: 45 mm

Resistencia química: agua; aceite de silicona; etilenglicol; aceite mineral; etanol

www.ika.com

Sujeto a modificaciones técnicas



IKAworldwide



IKAworldwide /// #lookattheblue



@IKAworldwide



designed for scientists

Información Técnica

Funcionamiento de temperatura [°C]	-30 - 300
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	36 x 84 x 134
Peso [kg]	2.913

