



LT 5.26 Acoplamiento de bloqueo

/// Hoja de Datos

Para conectar mangueras de atemperación con conector de tuerca de rosca M 16x1. (Por ejemplo, LT 5.20 / LT 5.21 / H.FKM.12)

Rosca: M16x1 macho.

Sección transversal de acoplamiento: DN 9

Material: acero inoxidable con junta FFKM

Condiciones de funcionamiento: hasta 260 °C



designed for scientists

Nota: Pida por separado la contraparte de acoplamiento LT 5.25 en el lado del reactor





designed for scientists

Información Técnica

Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	380 x 1206 x 380
Peso [kg]	0.357
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

