

IKA

designed for scientists



LT 5.30 Tempering hose 800 mm, 2 pcs

/// Hoja de Datos

Juego de mangueras para alta temperatura (2 x 800 mm)

Rango de temperatura: -60 hasta 300°C

Operación máxima de presión: 3 bar

Conexión: boquillas en ambos lados con tuercas M16x1

www.ika.com

Sujeto a modificaciones técnicas

 IKAworldwide

 IKAworldwide /// #lookattheblue

 @IKAworldwide



designed for scientists

Información Técnica

Diámetro externo [mm]	38
Diámetro interno [mm]	10
Longitud nominal [mm]	800
Sistema de cierre de la rosca	M16x1
Anchura a través de las zonas planas	WAF 19
Sistema de cierre de material	acero inoxidable 1.4571
Aislamiento de material	Manguera de espuma de silicona
Funcionamiento de temperatura [°C]	-60 - 300
Presión Max. [bar]	3

