



LT 5.40 Draining set

/// Hoja de Datos

Este juego de ventilación y drenaje, que incluye las mangueras de temperatura, permite la instalación sin tensión de las mangueras de temperatura en todos los recipientes de reacción encamisado del sistema de reacción EasySyn.

Mediante el uso de las válvulas de ventilación y drenaje, que pueden fijarse directamente al soporte del reactor, es posible un drenaje fácil y limpio del fluido térmico.

Volumen de suministro:

Válvula de ventilación

Válvula de drenaje



designed for scientists

2 mangueras de temperatura para conectar el recipiente de reacción de doble pared con las válvulas

Nota: el volumen de suministro no incluye las mangueras de temperatura para conectar un termostato.





designed for scientists

Información Técnica

Sistema de cierre de la rosca	M16x1
Anchura a través de las zonas planas	WAF 19, WAF 22
Sistema de cierre de material	Acero inoxidable 1.4404
Aislamiento de material	Manguera de espuma de silicona
Funcionamiento de temperatura [°C]	-50 - 230
Presión Max. [bar]	3

