



Labworldsoft® 6 Screening System

/// Hoja de Datos

El software de laboratorio labworldsoft® 6 Screening System permite el cribado y la automatización de la electrosíntesis con el IKA Screening System. En el PC se pueden automatizar procesos, definir parámetros de reacción y registrar de manera sencilla datos de experimentos. Estos datos pueden utilizarse para optimizar las condiciones de reacción, para el análisis de resultados y para estudios estadísticos.

Esta licencia de software proporciona acceso a los siguientes dispositivos de la biblioteca de labworldsoft®: IKA Screening System, agitador magnético IKA RCT digital, fuente de alimentación Rohde & Schwarz HMP 4040.



designed for scientists

Prueba gratuita

Puede probar el software labworldsoft® 6 durante 30 días de forma gratuita. Durante este tiempo, tendrá acceso a toda la biblioteca que incluye más de 700 dispositivos de laboratorio, así como a todas las funciones necesarias para su nuevo laboratorio digital. Naturalmente, sin ningún compromiso de su parte. Al cabo de 30 días, puede decidirse por una de nuestras licencias, o bien simplemente dejará de tener acceso.





designed for scientists

Información Técnica

IKA Screening System

Rohde

si

