



designed for scientists



MTT 100.10 Disposable grinding chamber, titanium beater

/// Hoja de Datos

El recipiente de molienda desechable con batidor de titanio se utiliza para el análisis de metales pesados. El recipiente de molienda desechable está fabricado en plástico transparente, de modo que se pueden observar en todo momento los ensayos de molienda.

Volumen útil: 100 ml

Cantidad de unidades: 10 unidades/envase

Material del recipiente de molienda: PP



designed for scientists

Información Técnica

Peso [kg]	0.516
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

