



designed for scientists



MT 100.10 steril Disposable grinding chamber

/// Hoja de Datos

El recipiente de molienda desechable estéril con batidor de acero inoxidable permite moler materiales blandos, fibrosos, duros y quebradizos hasta una dureza de Mohs de 5 (manganeso o apatita: 5 Mohs). El recipiente de molienda desechable está fabricado en plástico transparente, de modo que se pueden observar en todo momento los ensayos de molienda.

Volumen útil: 100 ml

Cantidad de unidades: 10 unidades/envase

Material del recipiente de molienda: PP



designed for scientists

Información Técnica

Peso [kg]	0.604
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

