



designed for scientists



MT 40.10 Disposable grinding chamber

/// Hoja de Datos

La cámara de molienda desechable con un batidor de acero inoxidable reduce materiales blandos, medio, duro y quebradizo con una dureza de Mohs de hasta 5 (de manganeso o de apatita: 5 de Mohs). La cámara de molienda está hecha de plástico transparente, de manera que los procesos de trituración se pueden observar en todo momento. Además la cámara muestra una excelente resistencia a los productos químicos y la temperatura.

Volumen útil: 40 ml

Cantidad: 10 piezas / paquete



designed for scientists

Información Técnica

Peso [kg]	0.394
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

